

ARJOHUNTLEIGH

GETINGE GROUP

ENTERPRISE 8000 ŁÓŻKO SZPITALNE



Oryginalny projekt może być zadziwiająco prosty!

Enterprise® 8000 to najnowsze łóżko szpitalne ogólnego zastosowania z serii *Enterprise*. Nowa konstrukcja łóżka niesie korzyści zarówno dla opiekuna, jak i pacjenta, w zakresie bezpieczeństwa, funkcjonalności klinicznej i łatwości użycia.

Dobrze zaprojektowane łóżko szpitalne może zapewnić wiele korzyści, na przykład bezpieczeństwo, większą samodzielność

pacjenta i udoskonaloną funkcjonalność. Łóżko szpitalne powinno być jak najwygodniejsze w obsłudze, tak aby opiekun mógł się skupić na pacjencie.

Obsługa łóżka Enterprise 8000 jest łatwa i intuicyjna dzięki czytelnym i prostym ikonom oraz elementom sterującym zaprojektowanym w taki sposób, aby maksymalnie ułatwić korzystanie z funkcji łóżka.



... z myślą o ludziach

www.ArjoHuntleigh.com

GLÓWNE FUNKCJE

2 3-stopniowa regulacja długości łóżka



Teraz można skonfigurować różne długości łóżka na tej samej ramie, ciesząc się łatwością obsługi i jeszcze większymi możliwościami wyboru.

3 Oświetlenie pod łóżkiem



Oświetlenie pod łóżkiem zainstalowane po obu jego stronach zwiększa bezpieczeństwo pacjenta, oświetlając miejsce do schodzenia z łóżka.

4 Łatwy dostęp



Otwarta konstrukcja łóżka ułatwia dekontaminację. Segmenty leża są lekkie, gładkie i łatwo się zdejmują.

1 Profilowany stelaż materaca



Opatentowany system profilowania Bio-Contour jest wyjątkowym połączeniem ruchów łóżka z zakrzywionym stelażem materaca.



Łóżko Enterprise 8000 ma również bogaty wybór akcesoriów, które je uzupełniają, zapewniając pacjentom i opiekunom dodatkowe korzyści. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela ArjoHuntleigh.

5 Błyskawiczna konserwacja



Błyskawiczna konserwacja — otwarta konstrukcja łóżka oznacza, że wymiana silownika, skrzynki sterowniczej czy akumulatora może być wykonana na miejscu w zaledwie kilka minut przez tylko jedną osobę.

6 Panel sterowania ACP dla opiekuna



Całkowicie nowy panel sterowania z udoskonaloną grafiką i intuicyjnym układem przycisków pozwala na korzystanie z danej funkcji za pomocą tylko jednego przycisku. Zawiera m.in. funkcje auto-CPR i blokady funkcji.

7 Pozycja krzesła kardiologicznego



Dzięki naszemu prostemu w obsłudze panelowi sterowania opiekun może łatwo ustawić łóżko w pozycji krzesła kardiologicznego.

8 Kąt oparcia pleców 30 stopni



Dzięki temu, że oparcie zatrzymuje się po odchyleniu pod kątem 30 stopni, jego każdorazowe ustawienie jest łatwiejsze.

9 Niewielka wysokość



Łóżko można obniżyć jednym przyciskiem na wyjątkowo niską wysokość (320 mm).



DANE TECHNICZNE PRODUKTU

| FUNKCJE | |
|---|------|
| Elektrycznie sterowane oparcie, ugięcie w kolanach i regulacja wysokości | • |
| Elektryczne ustawianie w pozycji Trendelenburga / odwróconej pozycji Trendelenburga | ±12° |
| Dzielone poręcze boczne z wbudowanymi panelami sterującymi | • |
| Przyciski do auto-CPR i auto-contour | • |
| Zasilanie akumulatorowe | • |
| System profilowania Bio-Contour | • |
| Jeden przycisk do pozycji krzesła | • |
| Obustronne dźwignie CPR | • |
| Oświetlenie pod łóżkiem | • |
| Pauza po ustawieniu oparcia do nachylenia pod kątem 30° | • |
| Wskaźniki nachylenia oparcia | • |
| Wbudowane przedłużenie łóżka razem z przedłużeniem stelaża | • |
| Odlączany przedni i tylny panel z możliwością wyboru koloru wypełnienia | • |
| Szyny na worek drenażowy | • |
| Zdejmowane plastikowe sekcje leża | • |
| Centralny system hamowania / sterowania 4 kółkami | • |
| Kółka pojedyncze 125 mm | (•) |
| Kółka pojedyncze 150 mm | (•) |
| Kółka podwójne 150 mm | (•) |
| Dodatkowe pedały hamulca od strony głowy | (•) |
| Drażek hamulcowy (tylko przy panelu nóg) | (•) |
| Szyny DIN | (•) |
| Wyciągana półka na pościel | (•) |

• Standard (•) Opcja

| DANE TECHNICZNE | |
|--|------------------------------------|
| Długość całkowita | 2350 mm |
| Szerokość całkowita | 1030 mm |
| Standardowa długość materaca | 2020 mm |
| Szerokość materaca | 880 mm |
| Długość całkowita po wydłużeniu | 2470 mm |
| Długość materaca po wydłużeniu | 2140 mm |
| Długość całkowita po skróceniu | 2240 mm |
| Długość materaca po skróceniu | 1910 mm |
| Maksymalna wysokość (z kółkami 125 mm) | 760 mm |
| Minimalna wysokość (z kółkami 125 mm) | 320 mm |
| Długość oparcia | 850 mm |
| Długość siedzenia | 215 mm |
| Długość sekcji na łydki | 560 mm |
| Długość sekcji na uda | 365 mm |
| SWL/Maksymalna waga pacjenta | 250 kg / 185 kg |
| Panel wezglowia montowany do ramy pośredniej łóżka | |
| Odchylenie głowy w dół | 12° |
| Odchylenie stóp w dół | 12° |
| Kąt ustawienia oparcia pleców | 62° |
| Pauza ustawiania oparcia pleców | 30° |
| Kąt nachylenia podparcia ud | 20° |
| Kąt nachylenia podparcia łydek | 16° |
| Stopień ochrony IP | IPX4 |
| Ochrona przed wstrząsem | Klasa 1, typ B |
| Zasilanie | 1,25 A przy 230 V AC 50 / 60 Hz |
| Zasilanie | 2 A przy 120 V AC 50 / 60 Hz |
| Standard bezpieczeństwa | IEC60601-2-52 |

ARJOHUNTLEIGH
GETINGE GROUP

GRUPA GETINGE jest czołowym na świecie dostawcą produktów i systemów poprawiających jakość i efektywność ekonomiczną kosztów w służbie zdrowia i w branży life sciences. Prowadzimy działalność pod trzema markami: ArjoHuntleigh, GETINGE i MAQUET. Firma ArjoHuntleigh działa w zakresie rozwiązań wspomagających sprawność pacjenta oraz leczenia ran. GETINGE dostarcza rozwiązania służące do kontroli zakażeń w ochronie zdrowia oraz do zapobiegania zanieczyszczeniom w branży life sciences. MAQUET specjalizuje się w rozwiązaniach, terapiach i produktach dla chirurgii i intensywnej opieki.

W urządzeniach i produktach dostarczanych przez ArjoHuntleigh można używać wyłącznie części zaprojektowanych przez ArjoHuntleigh, zgodnie z ich przeznaczeniem. Stosujemy zasadę ciągłego doskonalenia, dlatego zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji projektów i danych technicznych produktu bez uprzedzenia.

® i ™ to znaki handlowe należące do holdingu ArjoHuntleigh.
© ArjoHuntleigh, 2013.

www.ArjoHuntleigh.pl



ArjoHuntleigh AB
Hans Michelsensgatan 10
SE-211 20 MALMÖ
SZWECJA
Telefon: +46 10 335 45 00

ArjoHuntleigh Polska Sp. z o.o.
ul. Ks. Wawrzyniaka 2
62-052 Komorniki
POLSKA
Telefon: +48 61 664 54 11
Faks: +48 61 662 15 90
Email: arjo@arjohuntleigh.com